


# 医療用自動翻訳モデルシステム 導入手順書


(1) IryouSystem.zipを任意の場所へダウンロードします




(2) IryouSystem.zipを任意の場所へ展開します




(3) IryouSystemフォルダを開き、IryouSystem.exeを起動します




(4) 入力欄に  
ユーザID：**admin**  
パスワード：**admin**  
と入力し、OKボタンを押します



- (5) シリアル番号入力欄に  
**u1s2o3c4-f1a2b3i4o5**  
と入力し、登録ボタンを押します



- (6) シリアル番号が正しく入力されますと  
登録完了メッセージが出ますのでOKボタンを押します



- (7) メイン画面より必要な項目をお選びください

